

Cuchillas desechables para micrótopo | Disposable microtome blades

Marca|Trademark:Nahita

El uso continuado del microtopo hace necesario el cambio de cuchilla cada cierto tiempo para obtener siempre cortes precisos y en perfecto estado. Con este propósito le ofrecemos este conjunto de cuchillas desechables Feather fabricadas en acero inoxidable y filo especialmente recubierto para obtener un rendimiento superior en el corte. Disponemos de varios modelos para que el usuario seleccione aquél que mejor se adapte a sus necesidades. Cada cuchilla presenta unas dimensiones de 80x8 mm y pueden ser utilizadas en aquellos microtopos que dispongan de portacuchillas para cuchillas desechables. Todos los modelos se suministran en dispensadores de 50 unidades.

The continuous use of the microtome makes necessary changing the blade after a period of time to assure obtaining always precise and perfect tissue sections. With this purpose, we offer this group of Feather disposable blades made of stainless steel and with the ultra-precision edge specially coated to obtain a superior cutting performance.

Several models are available for the users to select the blade that best meets their needs. Each blade is 80x8 mm and can be used with those microtomes equipped with blade-holders for disposable blades. All the models are supplied in cassettes of 50 units each.

Cuchillas R-35.Rutina | R-35 blades. Routine

Para cortes finos de tejidos blandos o no extremadamente duros incluidos en bloques de parafina. Especialmente adecuadas para operaciones rutinarias. El doble recubrimiento del filo aumenta la resistencia y durabilidad de la cuchilla.

For thin sectioning of paraffin embedded tissue blocks. Especially suited for routine microtomy operations. Double coating increases edge strength and durability.



Referencia / Code: 90500351

Cuchillas S-35. Fina | S-35 blades. Fine

Para cortes extrafinos de tejidos blandos o no extremadamente duros incluidos en bloques de parafina. Gran rendimiento en el corte y durabilidad.

For extrathin sectioning of paraffin embedded tissue blocks. Superior cutting performance and durability.



Referencia / Code: 90500352

Cuchillas A-35.Superior | A-35 blades. Superior

Especialmente diseñadas para el corte de bloques de tejido duro. De vida duradera y estable tras el desbastado.

Especially suited for hard tissue block sectioning. Durable and stable life after trimming.



Referencia / Code : 90500353

Cuchillas N-35. Larga duración | N-35 blades. Long duration

Para cortes finos de tejidos blandos o no extremadamente duros incluidos en bloques de parafina. Son cuchillas con vida muy larga, en las que no es necesario cambiar la región del filo tras el desbastado de la muestra.

For thin sectioning of paraffin embedded tissue blocks. Very long life blades; there is no need to move the blade after trimming.



Referencia / Code: 90500354

Distribuido por



958 412 886



629 636 705



<http://www.cromakit.es/>

Calle Tucumán 8 Nave B 18200 Maracena (Granada)

